



Ф-И-8.6-01
УТВЕРЖДЕНО

Директор по управлению
производством
С.В. Карелов
« 01 » 2017 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на сырьевые материалы
№ 9

Пигмент красный железокисный

№ п/п	Наименование показателей	Допуск	Метод проверки
1	Внешний вид	Порошок красно-коричневого цвета	Визуально
2	Массовая доля соединений железа (Fe ₂ O ₃), %	не менее 90	Сертификат
3	Массовая доля воды, %	не более 0,5	Сертификат
4	Массовая доля остатка после просеивания на сите с сеткой 0063, %	не более 1,0	Сертификат

Способ доставки	Описание отбора проб
1. Упаковка – в МКРах из материала, предохраняющего продукт от загрязнения и проникновения влаги. 2. Доставка – в вагонах, п/вагонах, а/машинах, защищенных от посторонних материалов.	Точечную пробу из упакованного материала отбирают совком из середины горловины мешка в количестве 0,2кг.

Особые требования	Хранение проб для арбитражного анализа
1. Сопроводительные документы - паспорт качества (сертификат качества) - ТТН 2. Поставщик обязан предоставить санитарно- эпидемиологическое заключение на поставляемый материал, в котором должно быть указано «для применения в стекольной промышленности» 3. Хранение – в закрытом складском помещении в упакованном виде.	Подписанную, опечатанную пробу регистрают в журнале и хранят в течение 2 месяцев.

Правила приемки	Требования к маркировке
1. Получение информации о прибытии вагона, а/машины (№ вагона, наименование материала, поставщик) 2. Визуальный контроль качества упаковки и <u>наличия маркировки для каждой</u> <u>упаковочной единицы.</u> 3. Отбор пробы, визуальный контроль по внешнему виду.	1. Наименование предприятия- изготовителя, его товарный знак. 2. Наименование материала. 3. ГОСТ или ТУ. 4. Сорт, марка 5. Дата изготовления и номер партии 6. Масса нетто упаковки.

Разработал:

Начальник химлаборатории _____ О.Н. Прищепа

Согласовано:

Главный технолог _____ О.В. Деревягин

Директор по качеству _____ А.Н. Кряжев

Ознакомлены:

Поставщик сырьевого материала _____